



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

Nové Město nad Metují 12.5.2020

Věc: Účel použití lehátek vyrobených firmou ROUSEK s.r.o.

Název zdravotnického prostředku (ZP)	Účel použití podle závěrečné zprávy klinického hodnocení a četnost Bezpečnostně technických kontrol (BTK)
Lehátko RS100 a Lehátko RS100 se zvýšeným čalouněním	<p><u>Lehátko RS100 a Lehátko RS100 se zvýšeným čalouněním</u> (klínem v hlavové části) jsou určena k používání pro pacienty např. rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, klinického a fyzikálního vyšetření, lázeňských a masérských procedur (vhodné použití k odpočinku, uklidnění a relaxaci po procedurách a při psychoterapii) za <u>nepřetržitého</u> dohledu zdravotnického personálu.</p> <p>Lehátko RS100 (se standardním čalouněním) je vhodné i jako vyšetřovací lehátko pro ambulance.</p> <p>Je vhodné i pro místnosti 1. pomoci, ambulance praktických a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích.</p> <p>Určení pacienta u Lehátek RS100 a RS100 se zvýšeným čalouněním:</p> <p>a) pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení,</p> <p>b) pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I. (nesterilní neměřicí).</p> <p>Výrobce nevyžaduje provádět BTK.</p> <p>Může se provést 1x 4 roky, na přání provozovatele - na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko RS110	<p><u>Lehátko RS110</u> je určeno pro rehabilitaci a vyšetření je určeno k používání pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie za <u>nepřetržitého</u> dohledu zdravotnického personálu.</p> <p>Dále je určeno jako vyšetřovací lehátko pro ambulance. Vyhovuje i pro masáže a lázeňské procedury.</p> <p>Je vhodné pro ambulance praktických lékařů a odborných lékařů ke klinickému a fyzikálnímu vyšetření i pro místnosti 1. pomoci. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích.</p> <p>Určení pacienta u Lehátka RS110:</p>

Název firmy výrobce: ROUSEK s.r.o.
Výroba a expedice : Nádražní 219
Fakturační adresa : Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel. : +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267 /0100

[https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06 CENÍKY a KATALOGY/_ROUSEK s.r.o Cenik a Katalog 2020/Účel použití ZP lehátek od ROUSEK s.r.o. od 12.05.2020.docx](https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06%20CENÍKY%20a%20KATALOGY/_ROUSEK%20s.r.o%20Cenik%20a%20Katalog%202020/Účel%20použití%20ZP%20lehátek%20od%20ROUSEK%20s.r.o.%20od%2012.05.2020.docx)



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

	<p>pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden dospělý pacient.</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I. (nesterilní neměřicí).</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 4 roky na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko GE2	<p><u>Lehátko GE2</u> Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických lékařů i odborných lékařů.</p> <p>Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, klienty maséren, wellnessů a dalších zařízení za <u>nepřetržitého</u> dohledu zdravotnického personálu.</p> <p>Lehátko je vhodné i do převazoven a místností 1. pomoci.</p> <p>Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.</p> <p>Určení pacienta u Lehátka GE2:</p> <p>pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden dospělý pacient.</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí.</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko GH2	<p><u>Lehátko GH2</u> je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických lékařů i odborných lékařů.</p> <p>Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, klienty maséren, wellnessů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.</p>

Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Výroba a expedice : Nádražní 219
Fakturační adresa : Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel. : +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267 /0100

[https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06 CENÍKY a KATALOGY/_ROUSEK s.r.o Cenik a Katalog 2020/Učel použití ZP lehátek od ROUSEK s.r.o. od 12.05.2020.docx](https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06%20CENÍKY%20a%20KATALOGY/_ROUSEK%20s.r.o%20Cenik%20a%20Katalog%202020/Učel%20použití%20ZP%20lehátek%20od%20ROUSEK%20s.r.o.%20od%2012.05.2020.docx)



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

	<p>Lehátko je vhodné i do převazoven a místností 1. pomoci. Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Určení pacienta u Lehátka GH2: pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden dospělý pacient. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí. Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko GE3 Classic V SOUČASNOSTI VÝROBA POZASTAVENA	<p><u>Lehátko GE3 Classic</u> je rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko určené na klinická a fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, v ordinacích praktických i odborných lékařů, jako např. ambulance plastické nebo žilní chirurgie a pro drobné chirurgické zákroky a k ošetření pacienta bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Lehátko výškově stavitelné elektropohonem je určené pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie. Slouží pro pacienty k základnímu ošetření a stanovení diagnózy při plném vědomí. Nesmí být používáno pacienty v narkóze. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, maséren, wellnesů a dalších zařízení vždy za <u>nepřetržitého</u> dohledu zdravotnického personálu. Lehátko je určeno pro pacienty nad 100 cm výšky. Pro pacienty od 3 let věku do výšky pacienta 100 cm lze použít pouze za předpokladu, že je ložná plocha lehátka v nejnižší výšce. Lehátko se nesmí používat pro pacienty do věku 3 let. Nejsou určena pro hraní a ke spaní. Lehátko je dovoleno používat výhradně na vodorovných stabilních podlahách. Lehátka nejsou určena pro použití s mobilními zvedáky pacientů. Nejsou určena pro převážení osob ani tehdy, mají-li lehátka kolečka. Má-li lehátko pojezdová kolečka, může být používáno s pacientem pouze se zabrzděnými kolečky. Pojezdová kolečka slouží pouze k přemístění samotného lehátka. Pokud není lehátko používáno, musí zůstat ve vodorovné poloze, a to zabrzděno. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí. Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko GH3 Classic	<p><u>Lehátko GH3 Classic</u> je výškově stavitelné hydro pohonem je určeno na klinická a fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, v ordinacích praktických i odborných lékařů, jako např. ambulance plastické nebo žilní chirurgie a pro drobné chirurgické zákroky a k ošetření pacienta bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Lehátka výškově stavitelná hydro pohonem jsou určena pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie. Slouží pro pacienty k základnímu ošetření a stanovení diagnózy při plném vědomí. Nesmí být používáno pro pacienty v narkóze.</p>

Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Výroba a expedice : Nádražní 219
Fakturační adresa : Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel. : +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267 /0100



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

	<p>Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, maséren, wellnesů a dalších zařízení vždy za <u>nepřetržitého</u> dohledu zdravotnického personálu.</p> <p>Lehátko je určeno pro pacienty nad 100 cm výšky. Pro pacienty od 3 let věku do výšky pacienta 100 cm lze použít pouze za předpokladu, že je ložná plocha lehátka v nejnižší výšce. Lehátko se nesmí používat pro pacienty do věku 3 let.</p> <p>Nejsou určena pro hraní a ke spaní.</p> <p>Lehátka je dovoleno používat výhradně na vodorovných stabilních podlahách.</p> <p>Lehátka nejsou určena pro použití s mobilními zvedáky pacientů.</p> <p>Nejsou určena pro převážení osob ani tehdy, mají-li lehátka kolečka.</p> <p>Má-li lehátko pojezdová kolečka, může být používáno pouze se zabrzděnými kolečky.</p> <p>Pojezdová kolečka slouží pouze k přemístění samotného lehátka.</p> <p>Pokud není lehátko používáno, musí zůstat ve vodorovné poloze.</p> <p>Určení pacienta u Lehátka GH3 Classic: pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden dospělý pacient.</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřící.</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
<p>Lehátko GE3 Super V SOUČASNOSTI VÝROBA POZASTAVENA</p>	<p><u>Lehátko GE3 Super</u> je rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko určené na klinická a fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, v ordinacích praktických i odborných lékařů, jako např. ambulance plastické nebo žilní chirurgie a pro drobné chirurgické zákroky a k ošetření pacienta bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Lehátko výškově stavitelné elektropohonem je určené pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie. Slouží pro pacienty k základnímu ošetření a stanovení diagnózy při plném vědomí. Nesmí být používáno pacienty v narkóze.</p> <p>Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, maséren, wellnesů a dalších zařízení vždy za <u>nepřetržitého</u> dohledu zdravotnického personálu.</p> <p>Lehátko je určeno pro pacienty nad 100 cm výšky.</p> <p>Pro pacienty od 3 let věku do výšky pacienta 100 cm lze použít pouze za předpokladu, že je ložná plocha lehátka v nejnižší výšce. Lehátko se nesmí používat pro pacienty do věku 3 let.</p> <p>Nejsou určena pro hraní a ke spaní.</p> <p>Lehátko je dovoleno používat výhradně na vodorovných stabilních podlahách.</p> <p>Lehátka nejsou určena pro použití s mobilními zvedáky pacientů.</p> <p>Nejsou určena pro převážení osob ani tehdy, mají-li lehátka kolečka.</p> <p>Má-li lehátko pojezdová kolečka, může být používáno s pacientem pouze se zabrzděnými kolečky.</p> <p>Pojezdová kolečka slouží pouze k přemístění samotného lehátka.</p> <p>Pokud není lehátko používáno, musí zůstat ve vodorovné poloze, a to zabrzděno.</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřící.</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>

Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Výroba a expedice : Nádražní 219
Fakturační adresa : Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel. : +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267 /0100



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

Transportní lehátko GP2	<p>Transportní lehátko GP2 je dvojdílné výškově stavitelné pomocí nožní hydraulické páky. Transportní lehátko je vhodné pro transport pacientů zaškolenou obsluhou uvnitř budovy po rovných a dostatečně pevných podlahách. Má moderní design se zdařilou konstrukcí, která přispívá ke zvýšené bezpečnosti pro pacienty. Je velice stabilní, jednoduché na údržbu, protože konstrukce je málo členitá. Transportní lehátko (převozní lehátko) se snadno obsluhuje pro svoji jednoduchost. Pojezdová kolečka jsou centrálně ovládaná z obou stran. Výšková stavitelnost pomocí nožní hydraulické páky usnadňuje práci personálu při přesouvání těžších pacientů z lůžka na lehátko a zpět. Ke standardnímu vybavení patří nerezové sklopné postranice (zábrany) z obou stran transportního lehátka, nerezová madla z obou čel transportního lehátka a upevňovací nerezové medi lišty (euro-lišty) o rozměrech 25 x 10 mm po obou stranách transportního lehátka. Euro (medi) lišty slouží pro zavěšení či připevnění přístrojů (např. přenosný plicní ventilátor) a další potřebné příslušenství (např. sáček na moč) hlavně na Anesteziologicky - resuscitační klinice jak při transportu pacientů, tak při jejich ošetřování či urgentních zákrocích. Zároveň chrání koženku proti proseknutí např. při projíždění dveřmi. Transportní lehátko má širší, měkce čalouněnou ložnou plochu pro pacienta. Transportní lehátko je možno použít při převážení pacientů z lůžka např. na vyšetření rentgenem, k zákrokům prováděných na operačních stolech, k fyzikálnímu, klinickému vyšetření pacientů při plném vědomí a v analgosedaci, k provádění menších chirurgických zákroků a endoskopických výkonů a pro ambulance 1. pomoci. U pacientů v analgosedaci je možno transportní lehátko použít k výše uvedeným výkonům pod podmínkou zvednutých postranic a <u>trvalého</u> dohledu odborného personálu. Vyšetřování a provádění zákroků smí být prováděno pouze se za aretováním pojezdem transportního lehátka.</p> <p>Určení pacienta u Transportního lehátka GP2: pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden dospělý pacient.</p> <p>Výrobce v ES Prohlášení o shodě č. jednacích - GP2 prohlašuje, že Transportní lehátko GP2 je zdravotnický prostředek klasifikační třídy I. (nesterilní neměřicí). Není určeno pro hraní nebo ke spaní.</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
Transportní lehátko PL120	<p>Transportní lehátko PL120 s pevnou výškou je zdravotnický prostředek, který je určen do nemocnic, rehabilitačních a dalších zdravotnických zařízení. Slouží k převozu pacientů uvnitř budovy. Lehátko smí být použito k běžnému převážení jednoho pacienta po vnitřních prostorách zaškolenou obsluhou. Ke standardnímu vybavení patří nerezové sklopné postranice z obou stran transportního lehátka, odkládací košík, nerezová madla z obou čel a upevňovací nerezové EURO (medi) lišty o rozměrech 25 x 10 mm po obou stranách transportního lehátka, které zároveň slouží jako ochranný rám proti poškození koženky dveřmi.</p> <p>Transportní lehátko je možno použít při převážení pacientů z lůžka např. na vyšetření rentgenem, k zákrokům prováděných na operačních stolech a jiným úkonům. Transportní lehátko je možné použít pod podmínkou zvednutých postranic a <u>trvalého</u> dohledu odborného personálu.</p> <p>Je vhodné i pro stísněnější prostory například i pro operační sály. Není určeno pro hraní a ke spaní. Lehátko je dovoleno používat výhradně na vodorovných stabilních a čistých plochách.</p>

Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Výroba a expedice: Nádražní 219
Fakturační adresa: Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel.: +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267/0100

[https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06 CENÍKY a KATALOGY/_ROUSEK s.r.o Cenik a Katalog 2020/Učel použití ZP lehátek od ROUSEK s.r.o. od 12.05.2020.docx](https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06%20CENÍKY%20a%20KATALOGY/_ROUSEK%20s.r.o%20Cenik%20a%20Katalog%202020/Učel%20použití%20ZP%20lehátek%20od%20ROUSEK%20s.r.o.%20od%2012.05.2020.docx)



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

	<p>Určení pacienta u Transportního lehátka PL120: pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden dospělý pacient.</p> <p>Výrobce v ES Prohlášení o shodě číslo jednací-PL120 prohlašuje, že Transportní lehátko PL120 je zdravotnický prostředek klasifikační třídy I. (nesterilní, neměřicí).</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko GE1	<p><u>Lehátko GE1</u> výškově stavitelné elektropohonem je určeno k používání pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, lze použít například na Vojtův princip za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Vyhovuje pro rehabilitační provozy i běžné vyšetření pacientů.</p> <p>Určení pacienta u Lehátka GE1:</p> <p>a) pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení, b) pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP).</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>
Lehátko GH1	<p><u>Lehátko GH1</u> výškově stavitelné hydro pohonem je určeno k používání pro pacienty rehabilitačních zařízení, slouží k provádění fyzioterapie, lze použít například na Vojtův princip za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Vyhovuje pro rehabilitační provozy i běžné vyšetření pacientů.</p> <p>Určení pacienta u Lehátka GH1:</p> <p>a) pro dospělé pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení, b) pro dětské pacienty s výškou od 75 cm do 155 cm, hmotností rovnou nebo menší 70 kg, ale pouze za podmínky trvalého dohledu pověřeného a zaškoleného pracovníka!</p> <p>Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP).</p> <p>Výrobce provádí BTK 1 x za 2 roky na základě písemné objednávky.</p>

Okomentoval(a): [u1]: ... za zdravotnického dohledu...

Okomentoval(a): [u2]: ... za zdravotnického dohledu...

Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Výroba a expedice: Nádražní 219
Fakturační adresa: Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel. : +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267 /0100

[https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06 CENÍKY a KATALOGY/_ROUSEK s.r.o Cenik a Katalog 2020/Učel použití ZP lehátek od ROUSEK s.r.o. od 12.05.2020.docx](https://rousek-my.sharepoint.com/personal/rousek_rousek_eu/Documents/06%20CENÍKY%20a%20KATALOGY/_ROUSEK%20s.r.o%20Cenik%20a%20Katalog%202020/Učel%20použití%20ZP%20lehátek%20od%20ROUSEK%20s.r.o.%20od%2012.05.2020.docx)



VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH LEHÁTEK A DOPLŇKŮ

Zátěžové sáčky s kroužkem	<p><u>Zátěžové sáčky s kroužkem</u> působí jako bezpečná zátěž při použití u trakčních lehátek, dále pak ve spojení se zdravotnickými nebo posilovacími stroji. Mohou se použít jako zátěž při pooperačních stavech. BTK se neprovádí.</p>
Zátěžové sáčky bez kroužku	<p><u>Zátěžové sáčky bez kroužku</u> se používají jako zátěž u trakčních lehátek a jako zátěž při pooperačních stavech, dále pak k zakládání končetin proti bočnímu posunutí. Mohou se také použít k zatížení elektrod na pacientově těle pro lepší snímání impulsů. BTK se neprovádí.</p>

Název firmy výrobce: **ROUSEK s.r.o.**
Výroba a expedice : Nádražní 219
Fakturační adresa : Zborovská 435
549 01 Nové Město nad Metují
Česká republika
IČ: 27544737, DIČ: CZ27544737



Pracovní doba:
Po - St: 7.00 - 17.00 hod.
Čt - Pá: 7.00 - 15.30 hod.
Tel. : +420 491 470 767
Mobil: +420 723 959 726
č. účtu: 43-2597160267 /0100