

Lehátko

GH2

výškově stavitelné
hydropohonem,
dvoudílná ložná plocha



Ilustrační obrázek lehátka s podhlavníkem 64 cm
(další varianty zobrazeny na straně 3)



Účel použití

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů. Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, klienty maséren, wellnessů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřicí.

Určení pacienta u Lehátka GH2

Pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení. Lehátko může používat pouze jeden pacient.

Lehátko GH2 může být používáno dospělými **a při dodržení výrobcem stanovených podmínek** i dětskými pacienty. (viz info v následujícím rámečku)

Při použití lehátka GH2 s dlouhým (64 cm) podhlavníkem dětským pacientem musí být podhlavník vždy ve vodorovné poloze, nepřivednutý a pacient musí být pod dozorem odpovědné proškolené osoby.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné hydropohonem – nožním pedálem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- Rozměry ložné plochy standard 68x195 nebo rozšíření dle dohody na 76x195 a 83x195 (cm)
při změně výšky je třeba počítat u celkové délky s cca + 20 cm rezervou (posun lehátka při zdvihu - lehátko nabíhá do délky)
- Pohon hydropohon
- Výšková stavitelnost cca 46 cm – 91 cm
- Délka podhlavníku 64 cm nebo 46 cm
- Naklopení podhlavníku 64 cm 0° až $+60^\circ$, nadlehčený pomocí plynové pružiny
- Naklopení podhlavníku 46 cm -42° až $+30^\circ$, nadlehčení pomocí plynové pružiny



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Verze 7/2021

- Tloušťka čalounění 4 cm (2 cm pojený tužší molitan dole + 2 cm měkký PUR molitan)
- Maximální hmotnost pacienta 170 kg
- Maximální zatížení lehátka 174 kg
- Hmotnost lehátka 65 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky

Varianty a volitelné příslušenství

Varianty Lehátka GH2:

- s otvorem pro obličej (včetně krytky),
- bez otvoru pro obličej,
- podhlavník v délce 46 cm, náklonný -42° do 30° ,
- podhlavník v délce 64 cm, náklonný od 0° do $+60^{\circ}$,
- 3-dílný podhlavník v délce 46 cm, náklonný od -20° do $+30^{\circ}$,
- rozměr ložné plochy 68 x 195 (cm),
- rozměr ložné plochy 76 x 195 (cm),
- s pojezdovými kolečky centrálně ovládanými (nelze dodatečně dokoupit),
- bez pojezdových koleček centrálně ovládaných,
- natáčecí područky z jedné nebo z obou stran (nelze dodatečně dokoupit).

Příslušenství Lehátka GH2:

- držák na roli papírové podložky pod podhlavníkem,
- držák na roli papírové podložky v nožní části (nelze dodatečně dokoupit).

Lehátko GH2 s podhlavníkem 46 cm

Ilustrační obrázek



Lehátko GH2 s podhlavníkem 64 cm


Ilustrační obrázek



Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021




RAL 3020



RAL 6019

Vzorník koženky pro Lehátko GH2

Koženky Pandoria Plus řada 20



20P47 světle béžová



20P54 limetková




20P55 ledová



20P57 kukuřicová



20P74 modrá



20P79 třešňová

Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302